

ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ПОЛИСОМНОГРАФА «НЕЙРОН-СПЕКТР-СМ»

1 ДАТЧИКИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПОТОКА ДЫХАНИЯ



Датчик дыхания термисторный
NS990351.009 — ДДТ-8/В-10 (взрослый)
NS990351.009-01 — ДДТ-8/Д-10 (детский)



Канюля назальная
NS990221.005 — 0.95 м (взрослая)

2 ДАТЧИКИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ (с комплектом ремней)



Датчик экскурсии пьезокерамический
NS990998.020-02 — ДДП-4-05, 0.5 м



Датчик экскурсии индукционный
NS990998.036 — ДДИ-1-05, 0.5 м

3 ПУЛЬСОКСИМЕТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ



NS228039 (одноразовый универсальный), 1 м



NS216409 (многоразовый детский), 3 м



NS208851 (многоразовый взрослый), 3 м



4 ЭЭГ, ЭОГ, ЭКГ, ЭМГ



Электрод ЭКГ одноразовый
NS226828



Кабель «кнопка» — touch-proof литой
NS990103.037 — 1 м/1.5 м/2.5 м



Электрод отводящий чашечковый
NS990106.027-01.10 — 1 м

5 СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ПОЛИСОМНОГРАФА НА ТЕЛЕ ПАЦИЕНТА



Комплект нагрудных ремней
NS053998.002



Ремень неопреновый для крепления блока регистрации на груди
NS053211.005 — 1.15 м
NS053211.005-01 — 1.4 м

6 ДАТЧИК ХРАПА



NS990356.006-01 — ДХ-1, 0.8 м

Если полисомнограф не будет зафиксирован на теле пациента, необходимо запросить датчики и электроды с удлиненными кабелями. Также потребуется приобрести датчик положения тела.