

# ДАТЧИКИ И ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ПОЛИСОМНОГРАФОВ\*

## 1 ДАТЧИКИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПОТОКА ДЫХАНИЯ



### Датчик дыхания термисторный

NS990351.009 — ДДТ-8/В-10 (взрослый), 1 м  
NS990351.009-01 — ДДТ-8/Д-10 (детский), 1 м

NS990351.009-02 — ДДТ-8/В-20 (взрослый), 2 м  
NS990351.009-03 — ДДТ-8/Д-20 (детский), 2 м



### Датчик воздушного потока

NS236514 ДДД-3-20, с элементом питания, 2 м  
NS236514 ДДД-3-05, с элементом питания, 1 м

## 2 ДАТЧИКИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ (с комплектом ремней)



### Датчик экскурсии пьезокерамический

NS990998.020 — ДДП-4-22, 2 м  
NS990998.020-02 — ДДП-4-05, 0.5 м



### Датчик экскурсии индукционный

NS990998.036-01 — ДДИ-1-22, 2 м  
NS990998.036 — ДДИ-1-05, 0.5 м

## 3 ПУЛЬСОКСИМЕТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ



NS228039 (одноразовый универсальный), 1 м



NS216409 (многоразовый детский), 3 м



NS208851 (многоразовый взрослый), 3 м



NS045201.001 (блок пульсоксиметрический)



\* для «Нейрон-Спектр-4/П, 63..65, 5/S, 4/ВПМ/S»

## 4 ЭЭГ, ЭОГ, ЭКГ, ЭМГ



Электрод ЭКГ одноразовый NS226828



Кабель «кнопка» — touch-proof литой NS990103.037 — 1 м/1.5 м/2.5 м



Электрод отводящий чашечковый NS990106.027-01.10 — 1 м  
NS990106.027-01.15 — 1.5 м

## 5 БЛОК ПАЦИЕНТА

### Нейрон-Спектр-БП/ПСГ

DS055.01.02.001.001 — для «Нейрон-Спектр 4/П, 63, 64, 65»  
DS055.01.02.001.0001 — для «Нейрон-Спектр-5/S, 4/ВПМ/S»



## 6 ДАТЧИК ХРАПА



NS990356.006 — ДХ-1, 2 м  
NS990356.006-01 — ДХ-1-08, 0.8 м

## 7 ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ



NS990998.041 — ДО-1

## 8 ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА



NS990998.042-02 — ДПТ-2-22, 2.2 м  
NS990998.042-01 — ДПТ-2-05, 0.5 м

Если во время обследования блок пациента зафиксирован на теле пациента, рекомендуем использовать аксессуары с короткими кабелями. Если блок пациента будет расположен рядом с пациентом, рекомендуем использовать датчики и электроды с длинными кабелями.