

НЕЙРО-МС/Д

СИСТЕМА ДЛЯ РИТМИЧЕСКОЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (pПМС)



Эффективность



Атравматичность



Большая площадь
воздействия

Применение:

- Болевой синдром
- Спастичность и двигательные нарушения
- Невропатия лицевого и тройничного нервов
- Индуцирование кашля у лежачих пациентов
- Восстановление мышц после физической нагрузки
- Фитнес
- Урология, проктология и гинекология
- Хроническая тазовая боль

ТМС



Нейрософт

«Нейро-МС/Д» — надежное решение для ежедневной работы

Генерируемое стимулятором магнитное поле легко проникает через кожные покровы и костные структуры. Достигнув проводящих тканей, к которым относятся корешковая система, нервы и внутримышечные аксоны, оно порождает переменный электрический ток, способный активировать проведение по нервам, сокращение мышц, в том числе глубоко залегающих и не доступных для других методов стимуляции и массажа.



Отсутствует риск термических ожогов

20 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Мы продумали каждую деталь, чтобы проведение терапевтических сеансов было быстрым, простым и комфортным для вас и ваших пациентов

Кроме того, механизм действия ритмической периферической магнитной стимуляции связан с восходящей афферентацией и способностью вызывать модулирующие изменения в сенсомоторной и двигательной коре головного мозга.

«Нейро-МС/Д» удовлетворяет всем клиническим требованиям специалистов в области рПМС. Удобная система, размещенная на мобильной тележке, включает в себя магнитный стимулятор с высокой частотой и интенсивностью стимуляции, а также эффективную систему охлаждения и подвижный удобный держатель для фиксации индуктора.

рПМС имеет терапевтический эффект при лечении:

- болевого синдрома, неврологических заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата;
- спастичности и двигательных нарушений после инсульта, спинальных травм, операций на спинном мозге, ДЦП;
- невротии лицевого и тройничного нервов;
- заболеваний урологического, проктологического и гинекологического профилей (энурезы, энкопрезы и пролапс мышц промежности);
- хронической тазовой боли.

Показано использование рПМС в спортивной медицине и фитнесе: для восстановления после тренировок и/или увеличения мышечной силы.



Нейрософт

www.neurosoft.com, info@neurosoft.com

Телефоны: +7 4932 24-04-34, +7 4932 95-99-99

Факс: +7 4932 24-04-35

Россия, 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5