

ОРИЕНТИР НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ


Новая программа для анализа суточного мониторирования ЭКГ по методу Холтера



Лента ЭКГ с маркерами QRS и событий ритма



Работа с группами



Анализ ВРС

- **АНАЛИЗ:** автоматическая, полуавтоматическая или ручная маркировка опорных точек QRST, разбиение групп, расширенная классификация срывов ритма
- **КОРРЕКТИРОВКА:** отмена последних пользовательских изменений
- **НАВИГАЦИЯ:** лента для навигации и редактирования записи ЭКГ с возможностью настройки фильтров для событий
- **МОЩНОСТЬ:** поддержка 12 канальных записей и записей длительностью до 7 суток
- **ДИЗАЙН:** современный, интуитивно понятный интерфейс, работа в двумониторном режиме



Анализ дисперсии QT

Мультитренер

Система для кардиореабилитации


- **ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ:** тренировки до 16 пациентов одновременно (до 80 сеансов за одну рабочую смену)
- **ТРЕНИРОВКИ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО ЧСС:** автоматическая коррекция нагрузки в соответствии с уровнем ЧСС у пациента
- **БЕЗОПАСНОСТЬ:** активные тревоги по нескольким видам физиологических параметров, в том числе по ЧСС, ST, АД, числу экстрасистол
- **КОНТРОЛЬ:** динамический контроль всех параметров реабилитации на пульте врача
- **ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА:** установка индивидуальной нагрузки, создание комплексных программ реабилитации
- **ВЫБОР:** поддержка более 10 различных моделей тренажеров



Окно миниатюр (тренировка 4 пациентов)



Окно полноэкранного режима



Редактирование шаблона тренировки

Регистрация и анализ ЭКГ — высокое качество и широкие возможности

Поли-Спектр-8/G



Основные преимущества:

- полноценная 12-канальная запись ЭКГ (регистрация и отображение)
- интуитивный тач-интерфейс
- проведение консультации в режиме реального времени, даже когда пациент находится за тысячи километров
- анализ и формирование синдромального заключения в облаке за пару секунд
- готовое решение для всего спектра диагностических задач

Поли-Спектр-8/EX

ЛИДЕР ПРОДАЖ



Основные преимущества:

- 12-канальная ЭКГ профессионального качества
- беспроводной и портативный
- может работать под управлением Android или Windows
- идеален для нагрузочного тестирования
- сохраняет нефильтрованную ЭКГ

Стресс-система под контролем ЭКГ



- **ЗАПИСЬ ЭКГ:** стресс-тест с непрерывной регистрацией от 1 до 12 отведений ЭКГ
- **ЧИСТОТА СИГНАЛА:** беспроводная передача ЭКГ — запись без помех
- **КОНТРОЛЬ:** динамический контроль всех параметров теста во время обследования
- **НАГРУЗКА:** медицинский велоэргометр с модулем измерения артериального давления или беговая дорожка (тредмилл)
- **ГИБКОСТЬ:** встроенные протоколы всех типовых нагрузочных тестов с возможностью редактирования пользователем



Нейрософт

www.neurosoft.com, com@neurosoft.ru
Телефоны: +7 4932 24-04-34, +7 4932 95-99-99
Факс: +7 4932 24-04-35
Россия, 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5

Регистрация и анализ ЭКГ — высокое качество и широкие возможности

Поли-Спектр-8/G



Основные преимущества:

- полноценная 12-канальная запись ЭКГ (регистрация и отображение)
- интуитивный тач-интерфейс
- проведение консультации в режиме реального времени, даже когда пациент находится за тысячи километров
- анализ и формирование синдромального заключения в облаке за пару секунд
- готовое решение для целого спектра диагностических задач

Поли-Спектр-8/EX

ЛИДЕР ПРОДАЖ



Основные преимущества:

- 12-канальная ЭКГ профессионального качества
- беспроводной и портативный
- может работать под управлением Android или Windows
- идеален для нагрузочного тестирования
- сохраняет нефильтрованную ЭКГ

Стресс-система под контролем ЭКГ



- **ЗАПИСЬ ЭКГ:** стресс-тест с непрерывной регистрацией от 1 до 12 отведений ЭКГ
- **ЧИСТОТА СИГНАЛА:** беспроводная передача ЭКГ — запись без помех
- **КОНТРОЛЬ:** динамический контроль всех параметров теста во время обследования
- **НАГРУЗКА:** медицинский велоэргометр с модулем измерения артериального давления или беговая дорожка (тредмилл)
- **ГИБКОСТЬ:** встроенные протоколы всех типовых нагрузочных тестов с возможностью редактирования пользователем



Нейрософт

www.neurosoft.com, com@neurosoft.ru
Телефоны: +7 4932 24-04-34, +7 4932 95-99-99
Факс: +7 4932 24-04-35
Россия, 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5